

Số: 185/TM-BVLH  
V/v báo giá hoá chất sử dụng cho máy  
phân tích điện giải, khí máu

Lộc Hà, ngày 04 tháng 7 năm 2025

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.**

Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hoá chất sử dụng cho máy phân tích điện giải, khí máu năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỘC HÀ**

Địa chỉ: Tổ dân phố Khánh Yên - Xã Lộc Hà - Tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Hồ Thị Cúc – Trưởng khoa Dược – Thiết bị - Vật tư y tế;

Sdt: 0916915072; Email: hocuc1301@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Qua mail và trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Thiết bị - Vật tư y tế – Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà – Xã Lộc Hà – Tỉnh Hà Tĩnh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 07 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h30 ngày 18 tháng 7 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng năm 2025

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục mua sắm hoá chất sử dụng cho máy phân tích điện giải, khí máu năm 2025 (có Phụ lục Danh mục yêu cầu kèm theo)

- Địa điểm cung cấp, nghiệm thu tại kho Hoá chất của Bệnh viện.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website đơn vị;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Hùng Anh**

## Mẫu báo giá BÁO GIÁ

Kính gửi: .....

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của....., chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các danh mục mua sắm thiết bị y tế như sau:

### 1. Báo giá cho thiết bị y tế:

| STT | Tên hàng hoá | Tên thương mại (nếu có) | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) (đã bao gồm VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------------------|------------------|
| 1   | Hàng hoá A   |                         |                          |                              |                              |          |             |          |                                |                  |
| n   | .            |                         |                          |                              |                              |          |             |          |                                |                  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

### 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

**PHỤ LỤC: DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 185/TM-BVLH ngày 04 tháng 7 năm 2025)

| ST<br>T | Tên hàng hoá                                   | Đơn vị<br>tính | Số<br>lượng | Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Hoá chất chạy mẫu<br>Full + CO-OX +<br>Lactate | Test           | 1.750       | <p>Cartridge đo bao gồm các cảm biến, thuốc thử, và các thành phần chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn trên hệ thống. Các cảm biến trong cartridge có khả năng đo lường các chỉ số pH, pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup>, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và neonatal bilirubin.</p> <p>Mỗi cartridge sử dụng ổn định trong 28 ngày khi được cài đặt trên hệ thống. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C.</p> |
| 2       | Hóa chất rửa thải<br>toàn bộ                   | Bộ             | 21          | <p>Hóa chất rửa thải có chứa thuốc rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Bao gồm 250 ml chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion.</p> <p>Mỗi cartridge rửa thải sử dụng ổn định trong 10 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống. Bảo quản ở nhiệt độ 2-25°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <b>02 khoản</b>                                |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |